

		Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Formularz nr 60 Sprawdzenie cylindra pomiarowego
Wersja:	3.2	
Strona:	1/1	
Data:	28.04.2025	

Zasada sprawdzenia:

Pusty cylinder miarowy umieszczono na wzorcowanej wadze WPS 510/C/2 (nr świadectwa wzorcowania) i zmierzono jego masę. Do cylindra dodawano szklaną pipetą odpowiednie ilości wody. Zanotowano wszystkie masy i obliczono masę dodawanej wody. Na podstawie masy wody oraz gęstości wody (1 g/ml) obliczono objętość dodanej wody.

Objętość wody [ml]	Masa pustego cylindra [g]	Masa cylindra z wodą [g]	Masa wody [g]	Obliczona objętość wody [ml]	Różnica objętości [ml]

Kryterium akceptacji: Różnica objętości ± 1 ml

☐ **spełnia wymagania**

☐ **nie spełnia wymagań**

Wykonał:

Data i podpis

Zatwierdził :

Data i podpis